


**PROGRAMME DE CONTROLE EXTERNE DE QUALITE
EN IMMUNO-HEMATOLOGIE :
RECHERCHE DES AGGLUTININES IRRÉGULIÈRES N°2010-3**


Matériau de contrôle référencé IH.RAI.2010-3A

1. Ensemble des techniques utilisées par les laboratoires

Technique automatiques



Techniques manuelles



2. Résultats et commentaires du laboratoire référent

La réponse attendue était :

RAI : dépistage positif.

RAI identification : présence d'un anticorps anti-K ou anti-KEL1.

Sur 156 laboratoires, 154 laboratoires ont donné la réponse attendue.

2 laboratoires ont répondu : dépistage négatif (N°347 et N°858), soit 1.28 % de réponses erronées.

Le laboratoire N°662 a donné une réponse ambiguë : dépistage positif et RAI négative en observation.

22 laboratoires ont identifié l'anticorps : tous ont donné la réponse attendue.

Dr Marie-Louise WIESEL.

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG - ALSACE - 10, RUE SPIELMANN - B.P. 36 - 67065 STRASBOURG CEDEX - TÉL. 03 88 21 25 25 - FAX 03 88 21 25 21

SITE INTERNET : efs-alsace.fr - N° SIRET : 428 822 852 00037 - N° IDENTIFICATION T.V.A. : FR 54 428 822 852 - Code NAF : 851 L - N° LABO : 67.14 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 30003/02340/00020017152/34

Certifié ISO 9001 : 2000 par BVOI

PROGRAMME DE CONTRÔLE EXTERNE DE QUALITE EN IMMUNO-HEMATOLOGIE : RAI N°2010-3

Matériau de contrôle référencé IH.RAI.2010-3A

Laboratoires	Technique manuelle	Technique automatique		Dépistage	Identification	Observations
	Précisez le fournisseur de réactifs	précisez le nom de l'automate	et le nom des réactifs associés			
Référent	/	Galiléo Immucor	Capture R Ready Screen 4 Cellules Capture R ID	Dépistage positif	Identification positive Présence d'un anti-K (ou anti-KEL1)	/
0005	BIORAD Scangel avec Scancell	DIAGAST QWALYS 2	ScreenLys - Hemascreeen	POSITIF	Non fait au Labo	/
0018	DIAMED	SWING + SAXO	gels COOMBS/LISS DIACELL I, II, III	POSITIF	non effectuée au laboratoire	hématies I et II: négatif hématies III : positif
0019	/	TANGO OPTIMO	SOLIDSCREEN HEMATIES DEPISTAGE P1 P2 P3	DEPISTAGE POSITIF P1 P2	NON REALISEE AU LABORATOIRE : envoi EFS POUR IDENTIFICATION	/
0041	/	SWING-SAXO	Hématies ID-DiaCell I II III cartes gel LISS Coombs	positif ++	/	/
0043	/	ORTHO AUTOVUE INNOVA	SURGISCREEN 0.8%	POSITIF	/	POS EN Surg2
0060	diamed	/	/	positif	/	/
0065	/	TECHNO	DIAMED LISS/COOMBS	POSITIF	NON EFFECTUE	/
0082	/	Autovue Innova ORTHO	Biovue system anti IgG, C.d polyspecific ORTHO Surgiscreen 0.8%	Positif hématies 1 et 3 négatives hématies 2 positives	non effectuée	/
0092	Diamed	/	/	Positif.	Non effectuée au laboratoire.	/
0108	/	Autovue Innova	Surgiscreen 1-2-3 0.8% Cassette Ortho biovue system Anti-IgG, C3d; polyspecific	Positif	/	/
0113	DIAGAST	QWALIS 3	HEMASCREEEN	POSITIF	/	/
0135	Diamed	Swing Saxo	carte gel : ID DIACEL I II III	Positif	/	/
0150	Diamed	/	/	Positif	non effectuée	/
0156	Diagast Diamed	/	/	Rai +	Identification et dosage des RAI Transmission vers un autre laboratoire.	/
0165	/	ORTHO AUTOVUE ULTRA	SURGISCREEN 0.8%	POS	/	/
0232	Orthoclinical diagnostics	Autovue Innova Ortho	Ortho Biovue System anti IgG C3d polyspecific :4%biovue screen ficine Orthobliss	Rai positif au puits 1	non réalisée au laboratoire	Pourrait correspondre d'après notre panel Anti-C Anti-K

Laboratoires	Technique manuelle	Technique automatique (suite)		Dépistage	Identification	Observations
	Précisez le fournisseur de réactifs	précisez le nom de l'automate	et le nom des réactifs associés			
0247	/	QWALYS 2	Hémascreen + Screenlys	POSITIF	/	/
0251	/	GALILEO (Immucor)	Dépistage : Capture R Ready Screen 4 Identification : Capture R ID Hématies révélatrices capture	Positif	Positive : anti-Kell (anti-KEL1)	/
0257	/	GRIFOLS Wadiana	DG Gel Coombs Serascan Diana 4	POSITIF	/	/
0259	/	DIANA EVOLUTION	- ID-Diascreen I à VI - Cartes Diascreen	POSITIF	Non réalisé au laboratoire	/
0311	CARTES DG GEL COOMBS GRIFOLS HEMATIES DE RECHERCHE SERASCAN DIANA4 GRIFOLS	GALILEO BIORAD WADIANA GRIFOLS	CAPTURE-R READY-SCREEN 4 BIORAD HEMATIES DE RECHERCHE SERASCAN DIANA 4 GRIFOLS PANEL D IDENTIFICATION 15 HEMATIES GRIFOLS	POSITIF	ALLOANTICORPS ANTI-KEL1	/
0331	/	Innova Ortho	Hématies 4 % Biovue Screen papaine	POSITIF	POSITIVE : Présence d'un anti-Kell	/
0336	DiaMed-ID (Maintenant BIO-RAD)	/	/	POSITIF	NON REALISEE	/
0340	DIAMED	/	/	POSITIF	Non réalisée au laboratoire	/
0341	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIC	AUTOVUE INNOVA	Cassetes AHC 184 A exp : 01/03/2011 Bliss 0294 exp: 10/02/2012 BVS Papain 4034 exp: 27/09/2010	POSITIF	/	/
0347	Bio Rad Diamed	Swing Saxo	Bio Rad Diamed	NEGATIF	/	/
0417	/	DIAMED SWING SAXO	ID DIACELL I, II, III	positif (hematie I negatif, hematie II negatif, hematie III positif)	pas fait au laboratoire	/
0433	DIAMED	/	/	POSITIF	NON EFFECTUEE AU LABORATOIRE	NOUS ENVOYONS TOUTE RAI POSITIVE OU DOUTEUSE A L'EFS A NANCY
0436	/	DIAMED Swing + Saxo	ID-DiaCell I,II,III	Recherche POSITIVE	Non réalisée dans notre laboratoire	/
0438	Diamed	/	/	Positif	Analyse transmise	/
0449	/	techno de diamed	CARTE liss/coombs hématies ID diacell I II III de diamed	positive	/	/
0457	/	Auto Vue Innova Ultra	Hématies biovue non traitées Ortho biovue system Anti IgG, C3d polyspécific	POSITIF	Non réalisé	/
0468	DIAMED	/	LISS COOMBS (HEMATIES DIACELL 1 2 3)	POSITIF	NON PRATIQUEE	/

Laboratoires	Technique manuelle	Technique automatique (suite)		Dépistage	Identification	Observations
	Précisez le fournisseur de réactifs	précisez le nom de l'automate	et le nom des réactifs associés			
0472	DIAMED	Swing / Saxo Diamed	LISS / Coombs Ref : 004015	RAI = POSITIF	/	/
0484	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIC	AUTOVUE INNOVA	CASSETTES BIO VUE TM ANTI HUMAN SPECIFIC HEMATIES SURGISCREEN 0.8%	POSITIF	PANELS DIAMED ID DIAPANEL 11X4 ET ID DIAPANEL P 11X4 CARTES ID LISS COOMBS ET ID NaCl/ENZYMES RESULTAT : "anti K"	SI TRANSFUSION : UTILISER DU SANG PHENOTYPE ET CROSS- MATCHE
0501	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIC	AUTOVUE INNOVA	CASSETTES ANTI IGG / C3d/POLYSPECIFIC	POSITIVE	NON EFFECTUEE AU LABORATOIRE	/
0507	/	Techno	Liss/Coombs	Positif	Non réalisé au laboratoire (transmis à l'EFS)	/
0514	BIOTEST	TANGO BIOTEST	BIOTEST CELL P3 (P1 P P3)	RAI POSITIVE	/	/
0550	/	WADIANA Grifols	Diana Gel Serascan Diana4 + Diana 4P	Liss Positif papaine positif	anti kell en liss et papaine	/
0575	DIAMED	/	/	POSITIF	non réalisée au laboratoire	/
0579	ortho pour le dépistage et ortho et diamed pour l'identification	Innova	Surgiscren et biovue TOP	Positif	Anti Kell en coombs et papaine	/
0584	/	GALILEO	Capture R Screen	Positif	Anti KEL1	/
0585	/	Automate GALILEO	Fournisseur IMMUCOR Capture-R Ready-Screen (4 cellules) Capture-R Ready-ID	Positif	/	Positive : Anticorps anti- KEL1
0589	/	Autovue/Innova (ORTHO)	panel: surgiscreen 0,8% Orthobiovue cassettes antiglobuline humaine polyspécifique Ortho Biovue System	positif	non réalisée	/
0593	DIAMED ID-DiaCell I,II,III	/	/	POSITIF	/	/
0618	Identification en gel Diamed	Dépistage sur automate Galileo Immucor	Plaque Capture RAE Hématies révélatrices Contrôle négatif Contrôle positif Liss	RAE positive	Anti KELL1	/
0642	/	ORTHO / AUTOVUE	SURGISCREEN 0.8%	POSITIF	NON FAIT (ENVOI EFS)	/
0649	Carte Gel Diamed Diamed : ID-Card Liss/Coombs - ID Diacel I II III	/	/	Positif	Transmise CTS.	/

Laboratoires	Technique manuelle	Technique automatique (suite)		Dépistage	Identification	Observations
	Précisez le fournisseur de réactifs	précisez le nom de l'automate	et le nom des réactifs associés			
0655	Diamed france (Biorad)	Techno Twin Station Diamed	Cartes Liss/Coombs 6 microtubes Hématies Test ID-Diacell I II III pour la recherche d'anticorps	Positif en puit 3	/	Envoyer pour Identification
0659	/	Diamed Swing + Saxo	cartes Diamed Liss/Coombs réactif ID DiaCell I, II, III	positive	/	/
0662	/	GRIFOLS WADIANA COMPACT	DG GEL GRIFOLS	POSITIF	NON FAITE	RAI NEGATIVE
0675	Biorad	Galileo IMMUCOR	CAPTURE - R READY INDICATOR RED CELLS CAPTURE-R READY-SCREEN (4) CAPTURE LISS CAPTURE-R CONTROL SET	Positif	Non réalisée	D'après l'examen du profil d'hématies, cela peut correspondre à un anti-K.
0680	/	biotest: tango	solid dcreen II strip-biotestcell P3	positif	non effectué	/
0687	TECHNIQUE MANUELLE BIORAD SCANGEL COOMBS ANTI IGG-C3D	/	SCANGEL COOMBS ANTI IGG-C3D	DEPISTAGE POSITIF (sur hématies 2 du panel)	transmise	/
0700	ortho clinical diagnostic	ortho autovue innova ultra	cassette ortho biovue system anti igG antiC3 (poly) : test indirect à l'antiglobuline hematies biovue screen ficine à 4%	POSITIF	NON EFFECTUE2 AU LABO	POSITIF 2+ EN PUIITS 2 ENVOI AU CTS TOUTE RAI POSITIVE OU DOUTEUSE POUR IDENTIFICATION
0701	BIOTEST	TANGO	Solidscreen II Strip, Biotestcell-P3	RAI dépistage: positif	non réalisée au laboratoire	/
0702	/	Techno DIAMED	ID Diacell I, II, III ID Diapanel ID Diapanel-P cartes RAI Coombs 5053	positif	anti K	/
0703	/	DIAMED - SWING et SAXO	DIAMED	Dépistage : POSITIF	/	/
0704	DIAMED	SWING + SAXO DIAMED pour le dépistage Technique manuelle pour l'identification avec lecture des cartes sur le SAXO pour la traçabilité)	Dépistage : ID-DiaScreen (4 hématies pour Coombs indirect et 2 pour test à la papaine) Identification : ID-DiaPanel P et ID-DiaPanel	DEPISTAGE POSITIF EN COOMBS INDIRECT ET TEST A LA PAPAINE	Anti-KEL1 (K)	/
0707	/	Diamed Techno	Diamed Gel Liss/Coombs	Positif Liste III	Non fait	/
0709	/	ORTHO : AutoVue Innova / Ultra	Biovue system AHG anti-IgG, c3d, polyspecific Hématies-tests : Biovue Surgiscreen 0.8%	Positif	/	/

Laboratoires	Technique manuelle	Technique automatique (suite)		Dépistage	Identification	Observations
	Précisez le fournisseur de réactifs	précisez le nom de l'automate	et le nom des réactifs associés			
0713	/	Grifols Wadiana compact	Diamed Cartes LISS/Coombs Hématies Diacell et Diapanel	Positif	Anti Kell	/
0714	diamed	/	/	positif	non réalisée au laboratoire	/
0717	ORTHO	AUTOVUE INNOVA	0.8%SURGISCREEN LOT 8SS639 K7 Anti IgG C3d polyspecific AHC182A	POSITIF	Anti Kell	/
0718	BIOTEST	TANGO	BIOTESTCELL-P3 SOLIDSCREEN II STRIP ANTI HUMAN GLOBULIN SOLIDSCREEN II	ACI	TEST DE COOMBS POSITIF EN P3	/
0719	DIAMED FRANCE	SWING SAMPLER SAXO	LISS/COOMBS + ENZYME TEST ID DIACELL IP IIP IIP ID DIACELL ABO / I II III	POSITIF	/	/
0722	/	AUTOVUE INNOVA	SURGISCREEN 0.8% CASSETTES 8ABScr 3 Poly	POSITIF	/	/
0723	/	Grifols: Wadiana Compact	DG Gel Coombs (Grifols) Serascan Diana 3P (Grifols)	Positif	/	/
0724	Diamed- BloRad	Techno/ Swing Saxo	ID- Diacell I II III	Positif	anti- Kell	/
0726	DIAGAST	Qwalys II	ScreenLys	Positif	Envoi à un laboratoire sous traitant	Positif sur la troisième hématie
0727	DIAGAST	FREELYS NANO	HEMASCREEN SCREENLYS NANOLYS SCREEN DILUENT	POSITIF	/	/
0729	SCREENLYS DIAGAST	FREELYS NANO	NANOLYS SCREEN DILUENT HAMASCREEN 1,2,3	POSITIF	/	/
0731	ortho clinical diagnostics	/	/	rai positive en hématies neutres et ficinées	/	/
0732	DIAMED	/	/	POSITIF (- - +)	/	/
0734	/	ortho innova	reactif biovue screen et biovetop ortho	positif	anti K	/
0736	IDENTIFICATION : DIAMED	GALILEO RAE CAPTURE	Cellules Révélatrices DiaPanel Contrôle Négatif Contrôle Positif Capture Liss Capture-R Ready -Screen	Positif	Anti K1	Examen effectué dans le cadre de la qualification des dons

Laboratoires	Technique manuelle	Technique automatique (suite)		Dépistage	Identification	Observations
	Précisez le fournisseur de réactifs	précisez le nom de l'automate	et le nom des réactifs associés			
0737	Biorad	Scan Reader System	Biorad- Scan Gel System	POSITIF	NON REALISE	/
0738	/	Nous utilisons A = en routine le Tango optimo B= en back up le Swing Saxo	A A Hématies RAI Biotest CELL P3 (3 X 10ml) Plaques RAI Solidscreen (10plaques) Solution MLB2 (50 ml) Antiglobulines Solidscreen AGH (55 ml) B Hématies pour RAI : ID Diacell I-II-III (3 X 10 ml) Cartes Gel LISS/Coombs indirects720 c (60X12) ID diluant 2 Hématies (2 x 100ml)	Dépistage RAI positif	/	/
0740	/	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS-AUTOVUE-INNOVA	SURGISCREEN 0.8%	POSITIF	/	/
0741	DIAMED	Diamed Swing Saxo	Liss Coombs, ID Diacell I,II,III	positif	/	/
0742	/	tango	solidscreen II strip	positif	/	/
0743	Pour l'identification seulement. Carte ID Gel Liss Coombs Diamed + panel CNRGS.	Galiléo Immucor	Pour la RAI : Cap-R Ind Cells + Capture R-Ready Screen + Capture Liss (Immucor)	Positif	Anti-Kell (KEL 1)	/
0744	/	ORTHO AUTOVUE INNOVA ULTA	HEMATIES SURGISCREEN 0.8 %	POSITIF	/	/
0745	diamed	tango biotest	biotestcell P3	positif en p3	/	/
0747	/	Techno DIAMED	ID Diacell I II III cartes RAI coombs 5053	positif	/	/
0748	/	diamed SWING SAXO	CARTES LISS COOMBS ID DIACELL I II III	POSITIFF	/	/
0749	/	DIAMED SWING SAXO	DIAMED / ID DIACELL I,II,III	POSITIF	/	/
0751	DIAMED	SWING+SAXO	CARTE LISS/Coombs hematies ID-DiaCell I,II et III	POSITIF	/	/
0766	DIAMED	SWING DIAMED	ID-DIACELL IIP,IIP,IIIP ID-DIACELL IP,IIP,IIIP Liss/Coombs + ezyme test	Ab screening IAT : POSITIVE Ab screening IAT : POSITIVE RAI POSITIVE	/	/
0767	DIAMED	TECHNIQUE MANUELLE	ID DIACELL 1 2 3	POSITIF	pas d'identification faite	tout dépistage positif entrainera une identofocation par un labo spécialisé
0769	/	AUTOVUE INNOVA ORTHO	BIOVUE ANTI IgG C3d polyspécifique 4% biovue papaine scren	positif	/	/

Laboratoires	Technique manuelle	Technique automatique (suite)		Dépistage	Identification	Observations
	Précisez le fournisseur de réactifs	précisez le nom de l'automate	et le nom des réactifs associés			
0771	biograd	biotest	solid screen II strip + Biotestcell-P3	POSITIF	non réalisé au laboratoire : / envoyé à l'EFS	/
0772	/	ORTHO AUTOVUE	Surgiscreen Ficine et Anti IgG C3 D Polyspécifique	POSITIF	NON REALISE	/
0780	SCAN GEL READER(BIO RAD): filtration gel	lecture des cartes sur SCAN GEL READER	SCAN CELL et SCANGEL(BIO RAD)	POSITIF	/	/
0781	BIOTEST	OPTIMO-TANGO	PLAQUES SOLIDSCREEN II STRIP HEMATES BIOTESTCELL-P3	POSITIF	/	/
0790	/	DIAMED TECHNO	ID DIACELL 123 ET CARTE LISS COOMBS	IDDIACELL 123 ,CARTE LISS COOMBS	/	le depistage est positif
0791	/	Wadiana compact Grifols	DG Gel coombs Grifols	Positif	/	/
0792	DIAMED	/	ID DIACELL I, II et III CARTES GEL LISS/COOMBS HEMATIES ID DIACELL I II III	POSITIF	NON EFFECTUE	/
0801	DIAMED	BABY IH (swing + saxo)	LISS/Coombs + enzyme test	Coombs indirect : Positif Papaïne : Positif	/	/
0805	/	Wadiana	ID Diacell I II III DIAMED	POSITIF	Non réalisée au laboratoire	/
0811	/	Saxo swing Diamed	ID Diacell-II-III Liss coombs	Positif	Non réalisé au laboratoire	/
0814	/	Automate TANGO	Solidscreen II Strip et Biotestcell- P3	POSITIF	/	/
0818	ortho clinical diagnostics	/	/	R.A.I POSITIVES	/	/
0834	diamed	swing et saxo	ID DIACELL I,II,III	positif	/	/
0842	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	AUTOVUE INNOVA	CASSETTES ANTI IGG C3D POLYSPECIFIC HEMATIES SURGISCREEN	POSITIVE	/	/
0845	/	GRIFOLS WADIANA Compact	GRIFOLS DG GEL Coombs	POSITIF	Non effectuée au laboratoire	/
0852	ortho	auto vue	biovue creen ficine	positif	/	/
0858	Fournisseur réactifs: DIAGAST	Nom de l'automate : Station FREELYS	Noms des réactifs: - SCREENLYS - NANOLYS - SCREEN DILUENT - HEMASCREEN 1 ,2 ,3	Recherche d'agglutinines irrégulières : NEGATIVE	/	/
0863	DIAMED	SWING-SAXO	Id diacell I,II,III et id diacell IP, IIP, IIIP papainized Liss coombs + enzyme test	positif RAI coombs, 2+ en id diacell III positif RAI enzymatique, 1+ en id diacell IIIP papainized	RAI positive	Envoi à l'EFS pour titrage et identification

Laboratoires	Technique manuelle	Technique automatique (suite)		Dépistage	Identification	Observations
	Précisez le fournisseur de réactifs	précisez le nom de l'automate	et le nom des réactifs associés			
0864	Ortho Clinical Diagnostic	Autovue Innova	0,8% Surgiscree,	POSITIF	Non effectué par le laboratoire	/
0865	Ortho-Clinical Diagnostic	Innova Ultra	0.8% Surgiscreen Ortho Biovue System: IgG-C3d, polyspécific	POSITIF	Non réalisée	/
0867	/	Diamed Swing Saxo	ID Diacell I, II, III Liss Coombs	Positif	Non réalisée	/
0870	Identification: DiaMed ID-DiaPanel (11 hématies) sur cartes gel filtration Liss-coombs.	Dépistage: DiaMed ID Gel station	DiaMed ID-DiaCel I.II.III sur carte gel filtration DiaMed Liss-coombs	Positif	Anti-KEL1 (-K)	/
0872	DIAMED	/	/	COOMBS INDIRECT : POSITIF PAPAINE : POSITIF	/	/
0877	/	Wadiana - Grifols	Fournisseur Diamed : ID Diacell I, II, III ; ID diluent 2, carte : LISS/Coombs	Positif	Non effectuée au laboratoire.	/
0885	biorad	/	Coombs anti IgG C3d BIORAD hématies Scancell de BIORAD	positif	/	/
0894	/	DIAMED SAXO SWING	DIAMED - ID LISS/Coombs ID - DIACELL I,II,II	POSITIF	/	/
0907	Diamed	/	ID-coombs anti IgG+ C3d	Positif	anti-Kell	/
0908	diamed	/	/	positif	/	/
0909	Ortho Clinical Diagnostics	Ortho Autovue Innova	0,8% Surgiscreen ref 719102 cassette Anti-IgG-C3d polyspécific ref 707300	positif	/	/
0910	DIAGAST	FREELYS NANO - SEMI AUTOMATIQUE	SCREENLYS	POSITIF	/	/
0911	DIAMED	DIAMED Swing/Saxo	DIAMED ID DIACELL IP IIP IIIP papainized DIAMED ID DIACELL I II III	positif	I - II - III ++ IP - IIP - IIIP ++	/
0913	DIAMED	/	CARTES LISS/COOMBS HEMATIES ID DIACELL I,II,III	POSITIF	/	/
0915	DIAMED-ID	technique manuelle	ID-DiaCell I ID-Diacell II ID-Diacell III	POSITIVE	/	/
0916	DIAMED ID DIACELL I+II+III DIAMED ID DIACELL IP+IIP+IIIP	CENTRIFUGUEUSE ID CENTRIFUGE 6 S	/	TEST DE COOMBS POSITIF PAPAINE NEGATIF	/	/
0917	/	DIA MED SAXO SWING	ID LISS COMBS ID DIACELL I+II+III	POSITIF	NOUS NE REALISONS PAS L IDENTIFICATION	/
0920	/	DIAMED : SWING ET SAXO	CARTES : DIAMED LISS/COOMBS HEMATIES : DIAMED ID-DIACELL I,II,III	RECHERCHE POSITIVE	/	/

Laboratoires	Technique manuelle	Technique automatique (suite)		Dépistage	Identification	Observations
	Précisez le fournisseur de réactifs	précisez le nom de l'automate	et le nom des réactifs associés			
0922	diamed	swing saxo	diamed liss coombs	positif	/	/
0923	/	swing saxo diamed	carte ID LISS/COOMBS+ENZYME TEST DIAMED HEMATIES TESTS I II III /IP IIP IIIP DIAMED	COOMBS : positif PAPAINE : positif	/	conclusion recherche positive
0925	/	Diamed	dépistage: ID-Dia cell I, II, III panel: ID-DiaPanel	positif (III)	anticorps anti K	positif faible
0928	/	ABS Précis BIORAD	Scangel COOMBS (AHG) Biorad	Dépistage POSITIF	/	/
0931	/	automate:IMMUCOR NEO (GALLILEO) ,codage : FWQ3	LISS (50ml), lot 216260 périmé le 22/04/11 CAPTURE R indicator cells lot 221572 périmé le 30/09/10 CAPTURE R (RS3) Cw strip	dépistage positif	non réalisée dans notre laboratoire	/
0932	/	DIAMED TECHNO	Cartes : DIAMED ID-CARD LISS/COOMBS Hématies Tests : DIAMED ID-DIACELL I-II-III	RAI positive	/	/
0935	diamed	/	LISS COOMBS ID DIACELL	POSITIF	/	/
0937	biorad	/	HEMATIES scancell CARTE SCANGEL COOMBS ANTI IG G C3D	positif : puits N°3	NON REALISEE AU LABORATOIRE	/
0939	ORTHO CLINACAL DIAGNOSTICS	AUTOVUE INNOVA	CASSETTES ANTI IGG C3D POLYSPECIFIC HEMATIES SURGISCREEN	POSITIVE	/	/
0943	/	AUTOVUE INNOVA ORTHO	OrthoBiovue system anti IgG C3dn Polyspécifique, Surgiscreen 0.8% Ortho Orthobiovue system neutral, Ortho Biovue Top 4% Ortho Bliss Ortho	POSITIF	Anticorps anti K	Sous réserve du phénotype Kell
0954	DIAMED	/	/	Positif	/	anti Kell probable
0955	/	immucor echo	Capture liss Capture R indicator Capture R RS (3) Cw Strip	POSITIF	/	/
0957	DIAMED (BIORAD)	TECHNO	cartesLISS/Coombs ID DIACell I, II, III DiaMed ID	Positif++ pour hématies III (panel lot 45184.20.1)	NON REALISEE AU LABORATOIRE	/
0962	/	Qwalys 3	Hemascreen/Screenlys	Positif	/	/
0974	DIAMED LISS-Coombs + enzymes HEMATIES DIACELL	/	/	POSITIF	/	Peut-être anti K ?
0975	Diagast	Qualys 2	screenlys hemascreen cleanlys 10X	positive	/	identification non faite

Laboratoires	Technique manuelle	Technique automatique (suite)		Dépistage	Identification	Observations
	Précisez le fournisseur de réactifs	précisez le nom de l'automate	et le nom des réactifs associés			
0976	/	AUTOVUE INNOVA	ORTHO SURGISCREEN	POSITIF	/	/
0986	/	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS - AUTOVUE INNOVA	SURGISCREEN 0,8%	POSITIF	PAS FAIT AU LABORATOIRE	/
0987	Diagast	Qwalys 3	Screenlys - ref Diagast 79853 Hemascreen - ref Diagast 59856	RAI Positive	/	/
0995	ortho	innova	bliss bvsf poly bvs ficine	positif	+/-/-	positif
0997	/	Techno Twin Station code FWH2	Diamed DC screening II code FDH2	positif	non réalisée	/
1003	diamed	biotest tango	biotestcell P3	positif P3	/	/
1015	diamed diamed-id liss/coombs ref 4017 ID-Diacell I,II,III ref 004310V technique manuelle sur gel	/	/	puits 1 et 2 <0 négatif puits 3 >0 positif	transmise habituellement au CTS de Blois	délai trop court entre la réception des échantillon et la date de rendu (ne prévoit pas si le biologiste est en vacances)
1017	Biorad	/	Scancell	Positif	Non effectuée au laboratoire (analyse transmise)	/
1031	ORTHO	ORTHO ULTRA	ORTHO SURGISCREEN 0,8 %	POSITIF	/	/
1036	Identification : société Diamed	Autovu-Innova (Dépistage)	/	Positif	Anti Kell	/
1044	DIAMED	/	ID DIACELL 1, 2, 3	POSITIF	ANALYSE NON EFFECTUEE AU LABORATOIRE	LORS D'UN DEPISTAGE POSITIF, L'ECHANTILLON EST TRANSMIS POUR IDENTIFICATION
1047	DIAMED	SWING	Diacell 123	Positif	Non réalisée au laboratoire	/
1061	/	GALILEO ECHO	Réactif IMMUCOR "Capture R"	Dépistage POSITIF	/	/