

Performance schématisée de vos résultats

Labo 369073

Diabetes

Lot 33790



LABORATOIRE MAISON BLANCHE  
M. BOCCARA TECHNIQUE  
176 AV DE PARIS  
92320 CHATILLON

Mois de: 03.2011  
Date de péremption: 30.04.2012  
Imprimé le: 14.04.2011  
Page 1




Ce rapport, courtoisie de Bio-Rad Laboratories, est produit avec les données des participants. Nous n'endossons aucune méthode ou constituant rapporté. Pour des informations sur les constituants et la stabilité utilisez la notice de la trousse. Ces rapports statistiques interlaboratoires ne peuvent être utilisés sans le consentement écrit de Bio-Rad Laboratories.

Niveau 1	<p><b>Hémoglobine A1c (NGSP)</b> HPLC Bio-Rad VARIANT II Réactif dédié %</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Pairs</td> <td style="text-align: center;">Méthode</td> </tr> <tr> <td>IET:</td> <td style="text-align: center;">0,23</td> <td style="text-align: center;">0,22</td> </tr> <tr> <td>CVR:</td> <td style="text-align: center;">0,6</td> <td style="text-align: center;">0,6</td> </tr> <tr> <td>Nb. Labos:</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">283</td> </tr> <tr> <td>Nb. Points:</td> <td style="text-align: center;">1699</td> <td style="text-align: center;">9490</td> </tr> </table>		●	□		Pairs	Méthode	IET:	0,23	0,22	CVR:	0,6	0,6	Nb. Labos:	45	283	Nb. Points:	1699	9490	
	●	□																		
	Pairs	Méthode																		
IET:	0,23	0,22																		
CVR:	0,6	0,6																		
Nb. Labos:	45	283																		
Nb. Points:	1699	9490																		
Niveau 2	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Pairs</td> <td style="text-align: center;">Méthode</td> </tr> <tr> <td>IET:</td> <td style="text-align: center;">-0,27</td> <td style="text-align: center;">-0,32</td> </tr> <tr> <td>CVR:</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> </tr> <tr> <td>Nb. Labos:</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">282</td> </tr> <tr> <td>Nb. Points:</td> <td style="text-align: center;">1673</td> <td style="text-align: center;">9236</td> </tr> </table>		●	□		Pairs	Méthode	IET:	-0,27	-0,32	CVR:	0,4	0,4	Nb. Labos:	45	282	Nb. Points:	1673	9236	
	●	□																		
	Pairs	Méthode																		
IET:	-0,27	-0,32																		
CVR:	0,4	0,4																		
Nb. Labos:	45	282																		
Nb. Points:	1673	9236																		

## Suggestion d'interprétation

L'interprétation suivante n'est donnée qu'à titre indicatif. Chaque laboratoire procèdera à une éventuelle action corrective de l'exactitude et/ou de la précision.



**A** Bonne Performance.

**B** Performance moyenne qui demande une investigation de l'exactitude ou de la précision du test.

**C** Mauvaise Performance – Une action corrective peut être nécessaire.

- Résultante de l' IET et du CVR de votre test par rapport à votre groupe des pairs.
- Résultante de l' IET et du CVR de votre test par apport augroupe des laboratoires utilisant la même méthode.

**Note:** Le IET est une estimation statistique de l'exactitude d'un test.

**Note:** Le CVR est une estimation statistique de la reproductibilité d'un test.

Action Corrective \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Effectué par: \_\_\_\_\_

Mois de: \_\_\_\_\_