



BIOLOGIE PROSPECTIVE
CONTROLE EXTERNE DE LA QUALITE PONCTUEL ET CONFRONTATION INTER-LABORATOIRES
HÉMOGLOBINE GLYQUÉE

Laboratoire : 0834 Contrôle : 2009-7

Analyte : **HEMOGLOBINE GLYQUEE**

Votre unité : %

Votre technique : 2O : BIORAD : CLHP varian

Votre groupe de techniques : 2 : CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE

Votre appareillage : 9GR : BIO-RAD : Variant & Variant II

Votre étalon : 1 : selon les recommandations du fabricant

Votre standardisation : - : Absence de codage

Table de codage modifiée le 15/03/2010

COMPTE RENDU DES RESULTATS

	P. HG2010-7A			P. HG2010-7B		
Votre laboratoire	5.60			7.60		
Tous laboratoires						
Technique	Votre Tec.	Groupe Tec.	Toutes Tec.	Votre Tec.	Groupe Tec.	Toutes Tec.
Nombre de laboratoires	3	18	32	3	18	31
Moyenne (M)	5.50	5.82	5.88	7.57	8.05	8.19
Ecart Type (S)	0.10	0.69	0.64	0.15	0.60	0.67
Coefficient de variation (%)	1.82	11.80	10.87	2.02	7.50	8.18

HISTOGRAMME





DIAGRAMME DE YOUDEN



Valeurs de juillet 2010 communiquées par le fabricant

Méthodes	P. HG2010-7A	P. HG2010-7B
	Moy	Moy
A- METHODE DCCT (%)	5.5	7.9
B- INCERTITUDE DCCT (k=2)	0.11	0.15
C- METHODE IFCC (mmol/mol)	36.6	62.8
D- INCERTITUDE IFCC (k=2)	0.8	1.2

N.C. : Non Communiqué