



BIOLOGIE PROSPECTIVE
CONTROLE EXTERNE DE LA QUALITE PONCTUEL ET CONFRONTATION INTER-LABORATOIRES
HÉMOGLOBINE GLYQUÉE

Laboratoire : 0834 Contrôle : 2010-9

Analyte : **HEMOGLOBINE GLYQUEE**

Votre unité : %

Votre technique : 2O : BIORAD : CLHP varian

Votre groupe de techniques : 2 : CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE

Votre appareillage : 9GR : BIO-RAD : Variant & Variant II

Votre étalon : 1 : selon les recommandations du fabricant

Votre standardisation : - : Absence de codage

Table de codage modifiée le 15/03/2010

COMPTE RENDU DES RESULTATS

	P. HG2010-9A			P. HG2010-9B		
Votre laboratoire	6.36			8.60		
Tous laboratoires						
Technique	Votre Tec.	Groupe Tec.	Toutes Tec.	Votre Tec.	Groupe Tec.	Toutes Tec.
Nombre de laboratoires	3	19	34	4	20	35
Moyenne (M)	6.25	6.75	6.82	8.85	8.99	9.20
Ecart Type (S)	0.09	0.74	0.69	0.26	0.60	0.74
Coefficient de variation (%)	1.48	10.97	10.11	2.99	6.68	8.07

HISTOGRAMME





DIAGRAMME DE YOUDEN



Valeurs de septembre 2010 communiquées par le fabricant

Méthodes	P. HG2010-9A	P. HG2010-9B
	Moy	Moy
A- METHODE DCCT (%)	6.3	8.7
B- INCERTITUDE DCCT (k=2)	0.12	0.16
C- METHODE IFCC (mmol/mol)	45.3	71.6
D- INCERTITUDE IFCC (k=2)	0.9	1.3

N.C. : Non Communiqué